

赛业 OriCell®

细胞产品手册

OriCell®即用型完全培养基

适用：各类 OriCell®细胞系即用型完全培养基

产品货号：以 DM 为前缀的培养基产品



We help you discover life

产品介绍

OriCell®细胞系即用型完全培养基是在各类细胞普通完全培养基的基础上，优化配方和配制工艺得到。其保持了原普通完全培养基良好的细胞培养效果，同时极大提高了使用便利性，降低了保存环境要求。

即开即用的产品特性减少了实验前的准备工作，规避了操作中的风险。小规格包装，省去分装操作，提高保存稳定性。信息标记直观清晰，有效避免错误操作。

注意：本产品仅提供给进一步科研使用，不可用于临床治疗等其他用途。

使用本系列试剂产品发表的文献请注明：OriCell®+货号，from Cyagen Biosciences (Guangzhou) Inc.

质量控制

- 通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。
- 通过渗透压、pH 检测。
- 通过产品性能检测。

详情见《产品检测报告》。

使用方法与注意事项

- 本产品预热至 37°C即可用于细胞培养，无需添加其他成分以维持细胞生长。
- 本产品中不含抗生素，请根据实际情况选择是否添加。
- 本产品中含有血清成分，经运输会有泡沫产生，静置一段时间后可消散；使用过程中可能发现颗粒或絮状物，这是析出的蛋白质，不影响使用，不建议去除。

产品稳定性与保存条件

- 需置于 4°C 冰箱，避光，密封保存，不可冷冻。
- 本产品有效期为自生产日起六个月。
- 本产品请于保质期内使用，过期的成分可能影响培养效果。

赛业（广州）生物科技有限公司保留OriCell®细胞培养产品技术文件的所有权利。

没有赛业（广州）生物科技有限公司的书面许可，本文件的任何部分，
不得改编或转载用作其他商业用途。